



## Glutogrund TP Tapetengrund

Lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren.

### Anwendungsbereich:

*Glutogrund TP* eignet sich hervorragend zum Ausgleichen auch extremer Farbtonunterschiede des Untergrundes. Geeignet sind alle üblichen mineralischen Untergründe sowie Gipskartonplatten, Tapeten und Dispersionsfarbenanstriche. Besonders geeignet für nachfolgende Tapezierarbeiten mit durchscheinenden oder überstreichbaren Tapeten sowie für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist, z. B. für Reibputz im Innenbereich.

*Glutogrund TP* erhöht die Festigkeit schlecht tragfähiger Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit.

*Glutogrund TP* eignet sich nicht als Untergrund für gips- und zementhaltige Spachtelmassen.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Titandioxid, Additive
Dichte:	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8 - 9
Verbrauch:	100 - 200 ml/m <sup>2</sup> - 10 l reichen für ca. 80 m <sup>2</sup>
GISBAU Produkt-Code:	M -GP01

### Untergrundvorbehandlung:

Den Untergrund von losem Material säubern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* vorbehandeln. Alte Tapeten und Leimfarbenanstriche mit *Glutosolv Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel* oder *Glutofill WG Glätt- und Flächen-spachtel* ausbessern.

### Verarbeitung:

*Glutogrund TP* ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (die max. Korngröße beträgt 0,2 mm) verarbeitet werden.

Eine weitere Bearbeitung des mit *Glutogrund TP* vorbehandelten Untergrundes darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die Trockenzeit ca. 6 – 8 Stunden.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

### Artikel-Nr.:

390 016 28

### Gebindegrößen:

PE-Eimer à 10 l